



UNGUISAN BLUE LIGHT - ŻEL ŚWIATŁOUTWARDZALNY, HARD, 4 G

STARA CENA: PLN

PROMOCJA: -,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: GREPPMAYR

NUMER KATALOGOWY: PG-3002

OPIS PRZEDMIOTU

UNGUISAN BLUE LIGHT - ŻEL ŚWIATŁOUTWARDZALNY, HARD, 4 G

ŻEL KOMPOZYTOWY HARD UNGUISAN BLUE LIGHT - PASYWNA KOREKCJA PAZNOKCI:

- DZIAŁA ZAPOBIEGAWCZO PRZY PAZNOKCIACH WYKAZUJĄCY TENDENCJE DO WRASTANIA
- ZAPOBIEGA WRASTANIU POPRZEZ STABILIZACJĘ TORU WZROSTU
- POZWALA UTRZYMAĆ EFEKT PO KOREKCJI INNYMI METODAMI (NP. KLAMRA FRASERA, VHO, TYTANOWA I INNE)
- MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UŻYTY W PRZYPADKU ŁAMLIWYCH, KRUCHYCH PAZNOKCI, ONYCHOLIZY, NADAJE SIĘ TEŻ DLA PACJENTÓW Z GRUPY RYZYKA, TAKICH JAK CUKRZYCA LUB PACJENCI Z PVD (CHOROBA NACZYŃ OBWODOWYCH).

PRZED APLIKACJĄ ŻELU KOMPOZYTOWEGO UNGUISAN BLUE LIGHT HARD NALEŻY WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWAĆ PAZNOKIEĆ ORAZ UŻYĆ PRIMERA UNGUISAN BLUE LIGHT. ŻEL KOMPOZYTOWY TWARDNIEJE TWORZĄC KLAMRĘ PASYWNA, KTÓRA PRZYTRZYMUJE PAZNOKIEĆ I NIE UŻYWA AKTYWNEJ SIŁY.

ATUTY ŻELI UNGUISAN BLUE LIGHT:

- ŁATWA APLIKACJA - DZIĘKI APLIKATOROWI NAKŁADANIE JEST NIEZWYKLE

PRECYZYJNE I NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI

- SZYBKIE UTWARDZENIE W ZALEDWIE 20 SEKUND

- TRWAŁE, A ZARAZEM ŁATWE DO USUNIĘCIA ZA POMOCĄ FREZÓW LUB NARZĘDZI

- BARDZO WYDAJNE - ŻEL UNGUISAN BLUE LIGHT 3 ML POZWALA

ZABEZPIECZYĆ OK. 100 KLAMER KORYGUJĄCYCH, ŻEL KOMPOZYTOWY

UNGUISAN BLUE LIGHT HARD 4 G WYSTARCZA NA OK. 20 ZABIEGÓW KOREKCJI PASYWNYCH

OBYDWA ŻELE UNGUISAN BLUE LIGHT UTWARDZANE SĄ ZA POMOCĄ LAMPY W FORMIE WYGODNEJ I PORĘCZNEJ LATARKI. PROCES TRWA ZALEDWIE 20 SEKUND. PODCZAS ZABIEGU NIE WYTWARZA SIĘ CIEPŁO. NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED JEST BEZPIECZNE DLA SKÓRY, JEDNAKŻE PODCZAS PRACY ZALECANE JEST NOSZENIE SPECJALNYCH OKULARÓW CHRONIĄCYCH OCZY.